

ケーブル (CUY21EDIT・CUY21SC・LF201・LF101 用)



C112

C112	高圧&高圧コネクタケーブル (本体接続側:高圧コネクタ)	1本
------	---------------------------------	----



C115

C115	ソケットメス&高圧コネクタケーブル (本体接続側:高圧コネクタ)	1本
------	-------------------------------------	----



C115B

C115B	ソケットメス&バナナコネクタケーブル (本体接続側:バナナコネクタ)赤・黒	1組
-------	--	----



C115CB

C115CB	ソケットメス&カバーバナナケーブル (本体接続側:カバーバナナ)	1組
--------	-------------------------------------	----



C116

C116	ソケットメス&BNCコネクタケーブル (本体接続側:BNCコネクタ)	1本
------	---------------------------------------	----



C117

C117	フックシリコン&ソケットオスケーブル (接続側:ソケットオス)赤・黒	1組
------	---------------------------------------	----

品番	使用するケーブル
CUY21EDT	C115, C117, C112
CUY21SC	C115CB, C117, C112
LF201	C115CB, C117
LF101	C116, C117
ECM2001	C115, C117
ECM830	C115B, C117

C112は、CU902(極性切替装置)を利用する時に使用します。

掲載商品の仕様及び外観は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承願います。

ネッパジーン株式会社

TEL:047-306-7222
E-mail:info@nepagene.jp

FAX:047-306-7333
http://www.nepagene.jp