

お知らせ

**NanoAssemblr™ Ignite™・Ignite+™ の
ソフトウェアアップデートにより
カートリッジのシングルユース制限が撤廃されます!**



Ignite™ NxGen™ cartridge
(Ignite™・Ignite+™ 用：最大 20mL/分)



Ignite™ NxGen™ dilution cartridge
(Ignite™・Ignite+™ 用：最大 20mL/分 * 希釈流路付き)

少量パッケージ (25 枚入り・50 枚入り) の種類が増えました!



Ignite™ NxGen™ 500 cartridge
(Ignite+™ 用：最大 200mL/分)



Ignite™ NxGen™ 500D cartridge
(Ignite+™ 用：最大 200mL/分 * 希釈流路付き)

- ・ カートリッジに仕様変更はございません。
- ・ 装置のソフトウェアアップデートが必要になりますが、お持ちのカートリッジはそのままお使いいただけます。
- ・ 装置のソフトウェアアップデートにはスタッフによる現地作業が必要です。
- ・ なお、Ignite+™ 向けに新発売されるガンマ線照射カートリッジについては、引き続きシングルユースでの使用となりますので、ご注意ください。

● 商品の仕様および外観は予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。 ● 商品の詳細は当社ウェブサイトをご参照下さい。