

お客様各位

ISHpalette™ 仕様変更のお知らせ

平素は ISHpalette™ をご使用いただき誠にありがとうございます。

この度、ISHpalette™ Short hairpin amplifier 通常販売品に使用しております近赤外波長の標識について、バックグラウンドの低減を目的とし、ATTO647N から Cyanine5 に変更することとなりました。

以下2点の製品仕様および品名、品番が変更となります。

変更前

カテゴリ	品名	品番
ヘアピン DNA	ISHpalette™ Short hairpin amplifier, ATTO647N-S72	IPL-B-S72
	ISHpalette™ Short hairpin amplifier, ATTO647N-A161	IPL-B-A161



変更後

カテゴリ	品名	品番
ヘアピン DNA	ISHpalette™ Short hairpin amplifier, Cyanine5-S72	IPL-B-C-S72
	ISHpalette™ Short hairpin amplifier, Cyanine5-A161	IPL-B-C-A161

販売価格の変更はございません。

仕様変更製品は、10月28日からの販売を予定しております。
変更前仕様の IPL-B-S72 および IPL-B-A161 は、本年12月31日をもって販売終了となります。

引き続き ATTO647N 標識品をご利用のお客様には、特注品（容量 200 μ L）にて承ります。

急な変更でご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先：ネッパジーン株式会社
TEL：047-306-7222
FAX：047-306-7333
Mail：info@nepagene.jp